

ÄNDERUNGSMITTEILUNG

Umstellung der Gebindegrößen bei Manual® SLN 319 SafeDon™

Manual® SLN 319® SafeDon™ – Änderung der Stückzahl pro Spenderbox

Der Hersteller unserer Manual® SLN 319 SafeDon™ Nitril-Handschuhe hat die Gebindegröße angepasst. Statt bisher einheitlich 200 Stück enthält jede Spenderbox nun 250 Stück bzw. 230 Stück bei der Größe XL. Der Einsatz der höheren Stückzahl bringt ökonomische Vorteile mit sich, da bei praktisch unverändertem Verpackungsmaterialverbrauch mehr Handschuhe verpackt werden können. Die höhere Stückzahl hat sich bereits auf dem Markt und bei vielen Anwendern etabliert und bringt auch Verbesserungen den ökologischen Fußabdruck betreffend mit sich.

Der Preis je Handschuh wird dabei beibehalten, aber der Preis der Verpackungseinheit entsprechend an die neue Anzahl angepasst.

Produkteigenschaften der Manual® SLN 319® SafeDon™ Nitril-Handschuhe

Der besonders dünne Nitril Schutzhandschuh in 240 mm Länge ist ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh (gemäß der europäischen Norm EN ISO 374-1:2016 und EN ISO 374-5:2016). Um das Anziehen zu erleichtern, ist die Innenseite des Schutzhandschuhs besonders glatt. Die Außenseite ist polymerbeschichtet und strukturiert, um sicheren Halt auch bei glatten Oberflächen zu garantieren.

Der Manual® SLN 319 verfügt über Permeationsprüfungen (Durchdringung auf molekularer Ebene) für wichtige Industrie-Chemikalien. Nähere Informationen finden Sie in der Produktinformation. Zusätzlich zu den Eigenschaften als Schutzhandschuh entspricht der Manual® SLN 319 auch der europäischen Norm EN 455 für medizinische Handschuhe.



Bei dem patentierten Spendersystem SafeDon™ werden die Schutzhandschuhe grundsätzlich einzeln und damit besonders hygienisch mit der Stulpe zuerst entnommen, ohne mit weiteren Handschuhen in Berührung zu kommen. Die praktische Wandhalterung gibt es für ein oder drei Spenderboxen. So haben Sie immer die wichtigsten Größen griffbereit.

Änderungen der Stückzahlen pro Box

Handschuhgröße:	Alte Artikelnr. mit VE = 200 Stück	Ersetzt durch Artikelnr. mit VE = 250 Stück (S-L) 230 Stück bei Grösse XL
Manual® SLN319 SafeDon™ Größe S	100263 VK 46,00 Euro	100267 VK neu 57,50 Euro

Manual® SLN319 SafeDon™ Größe M	100264 VK 46,00 Euro	100268 VK neu 57,50 Euro
Manual® SLN319 SafeDon™ Größe L	100265 VK 46,00 Euro	100269 VK neu 57,50 Euro
Manual® SLN319 SafeDon™ Größe XL	100266 VK 46,00 Euro	100270 VK neu 52,90 Euro

Die ältere Verpackungsgröße mit 200 Stück pro VE wird nur noch wenige Wochen verfügbar sein! Über Bestellungen, die wir nur mit neuen Verkaufsware bedienen können, werden wir entsprechend informieren.

Mit freundlichen Grüßen von Berner International