



# Claire

## Die neue Generation von Sicherheitswerkbanken

2013 © BERNER INTERNATIONAL GmbH



Nutzerprofile sind individuell speicherbar und über einen Pin-Code geschützt

Luftströmungen: spezifische Anzeige und Überwachung

Intuitive Bedienbarkeit und einfache Menüführung

Alarm: spezifische Störungsdiagnose und Lösungsvorschläge

### Betriebszustand früher erkennen

- \* optischer Alarm auf der Scheibenunterkante & dem seitlichen Lichtband
- \* spezifische Farbkodierung: sicher = grün / unsicher = rot



maximale Sicherheit

### Benutzerfreundliche Bedienung

- \* ergonomisch eingepasstes Display
- \* aussagekräftige Piktogramme
- \* Implementierung von ext. Geräten




intuitives TouchDisplay

### Die erste Sicherheitswerkbank, die Sie erkennt...

- \* defektierte Störströmungen die durch Bewegungen der Benutzer erzeugt werden
- \* Präventive Warnung bei möglichen Gefahren



innovative Sensortechnik



### Premium Qualität

- \* puristische Formsprache
- \* beste Ergonomie
- \* hochwertige Materialien



### Reduzierter Energieverbrauch

- \* Energieeffizienter 'Eco-Mode'
- \* modernste EC-Ventilatoren
- \* LED Beleuchtungstechnik
- \* 'Auto-On-Off' Funktion mittels Präsenzsensoren-System

