

# PRODUKTINFORMATION

## Schürze DuPont Tyvek®

### Anwendungsbereich und Eigenschaften

- + **Schutz und Tragekomfort:** Hochwertige und strapazierfähige wadenlange Tyvek® Schürze mit Brustlatz und 2 Bänderung zum Binden im Rücken. von DuPont. PSA Kategorie I. Vielseitig verwendbar, luft- und wasserdampfdurchlässig, aber undurchlässig gegen auf Wasser basierende Flüssigkeiten und Aerosole. Äußerst fusselarm (sterile Variante geeignet bei ISO Klasse 5); antistatisch.
- + **Anwendungsbereich:** Schürze für vielseitige Anwendungsbereiche.
- + **Schutz Eigenschaft:** Gute Barriere gegen gegen Partikel >1 µm und Fasern. (Kein Kategorie III Schutz).
- + **Tragehinweis:** Von Flammen und Hitzequellen fernhalten.
- + Wechselintervall: Einmalgebrauch!
- + Vor der Verwendung: Auf Beschädigungen prüfen! Beschädigte Schürzen nicht verwenden!
- + **Entsorgung:** Je nach Einsatzgebiet überwachungsbedürftiger oder besonders überwachungsbedürftiger Abfall<sup>1)</sup>; getrennt sammeln und entsorgen!

<sup>1)</sup>: Abfälle im Sinne § 41 des KrW-/AbfG.

### Ausführungen

Größe	Version	Anzahl je VE	Artikel-Nr.:
Uni	unsteril	25 Stück	6950
Uni	steril	40 Stück	100070

### Materialeigenschaften

Material	Tyvek®
Materialfarbe	weiß
Länge	108 cm

**Pflegehinweise:** Siehe Gebrauchsanweisung

**Qualitätsmanagementsystem:** Unser Qualitätsmanagementsystem von Berner International ist gem. DIN EN ISO 9001:2008 durch die TÜV Management Service GmbH (Akkreditierte Zertifizierungsstelle durch den Deutschen Akkreditierungsrat) geprüft und zertifiziert.

**Lager- und Transportbedingungen:** Dunkel (vor UV-Licht geschützt) und kühl (+15 bis +25°C), trocken

**Haltbarkeit:** unsteril 10 Jahre, steril 4 Jahre vom jeweiligen Herstellungszeitpunkt

**Hersteller:** DuPont Personal Protection, L-2984 Luxembourg