

ÄNDERUNGSMITTEILUNG

Technische Anpassungen bei **claire**[®] pure und Einstellung von USB 2.0 Schnittstellen

Mitteilung vom 27.08.2020

Liebe Kunden und Partner,

wir werden in Kürze alle Modelle der **claire**[®] pure – Serie aufwerten, indem die Ausführung mit technischen Komponenten aus den **claire**[®] pro Modelle angepasst wird. Dies betrifft zwei wesentliche Baugruppen, die Beleuchtung und das Untergestell. Damit erhält **claire**[®] pure hochwertige LED-Strahler im Innenraum eingebettet in das entsprechend geänderte Laminatorblech. Die bisherige Beleuchtung mittels LED-Band entfällt. Das bisher verwendete Untergestell mit einer Arbeitsflächenhöhe von 770mm wird ersetzt durch das vielseitige, ergonomisch in 7 Stufen zwischen 683mm und 952mm einstellbare Untergestell aus der **claire**[®] pro –Serie. Die Vereinheitlichung der Baugruppen erfolgt vor dem Hintergrund der effektiveren und ökonomischeren Vorfertigung in unserer Produktion und zur Optimierung und Modernisierung unserer erfolgreichen **claire**[®] pure Modelle. Sie ist kostenneutral.

Zusätzlich wollen wir hier darauf hinweisen, dass sämtliche bereits abgekündigten Schnittstellenvarianten mit USB 2.0-Format aus dem Optionsprogramm für unsere Sicherheitswerkbanken entfallen. Der Ersatz erfolgt durch die entsprechenden USB 3.0 Artikel, die hier dem gegenwärtigen Standard mit hoher Verfügbarkeit und gutem Preis-Leistungsverhältnis entsprechen.

Im Namen des kompletten Berner-Teams danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und dem großen Interesse, das Sie unseren Produkten entgegenbringen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Ralf Wörl

Leiter Produktmanagement