

# PRODUKTINFORMATION

## Reinigungstool Isolatoren & Sicherheitswerkbänke

### Anwendungsbereich und Eigenschaften

- + Tool für Isolatoren und Sicherheitswerkbänke zur effizienten und unkomplizierten Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Für einfachere Wand, Boden und Deckenreinigung innerhalb des Gerätes.
- + Aus Edelstahl, elektropoliert mit Doppel-Kunststoffgelenk.
- + Kurzer Edelstahlstiel für einfache Einbringung und leichtes Handling
- + Autoklavierbar bei 121° C.
- + Desinfektionsmittelbeständig.
- + Einfach zerlegbar

### Materialeigenschaften Reinigungstool II

<b>Material</b>	Edelstahl, elektropoliert, Gelenk aus autoklavierbarem Kunststoff
<b>Länge Stiel</b>	ca. 580 mm
<b>Gesamtlänge</b>	ca. 650 mm
<b>Abmessung</b>	ca. 190 x 50 mm

### Materialeigenschaften Reinigungsbezug

<b>Material</b>	Mikrofaser Polyester, mehrlagig, eingefasste Taschen
<b>Abmessung</b>	Ca. 20 x 7 cm
<b>Ausführung</b>	Betasterilisiert im doppelten Beutel, 2 Stück pro Pack



### Bestellinformation

	Artikel-Nr.
Reinigungstool II	200662
<b>Mopbezüge, steril (2 Stück pro VE):</b>	
Reinraumgerecht doppelt verpackt	121742
Vorgetränkte mit Isopropanol	100100