

PRODUKTINFORMATION

Edelstahl Reinigungstool Teleskop

Anwendungsbereich und Eigenschaften

- + Gerät zur effizienten und unkomplizierten Reinigung von Isolatoren und Sicherheitsschränken, ideal für schwer zugängliche Stellen. Für die einfache Reinigung von Wänden, Böden und Decken.
- + Ergonomisches, wendiges Werkzeug aus rostfreiem Stahl, langlebig.
- + Handgriff für ergonomische Reinigung.
- + Das Reinigungswerkzeug kann bei 121 °C autoklavierbar sterilisiert werden.
- + Geeignet für sterile Reinnräume.
- + Schnellwechsel-Clip-System.
- + Es besteht aus zwei Teilen: Teleskopstiel und Moprahmen.

Materialeigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Grau und weiß
Länge	min. 55,0 cm – max. 89,0 cm
Breite	19,0 cm
Durchmesser	4,5 cm
Gewicht	670 g
Verpackung	1 Set / Beutel



Produktinformation

Artikelnummer	204883
Sterilisation	Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten oder 134 °C für 5 Minuten.
Reinraumklassifizierung	ISO 4-8 GMP A/B, C, D
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien	Geeignet für die Verwendung mit gängigen Bioziden, Reinigungsmitteln und Alkohol.