

# PRODUKTINFORMATION

## Aluminium Reinigungstool Teleskop

### Anwendungsbereich und Eigenschaften

- + Gerät zur effizienten und unkomplizierten Reinigung von Isolatoren und Sicherheitsschränken, ideal für schwer zugängliche Stellen. Für die einfache Reinigung von Wänden, Böden und Decken.
- + Ergonomisches, wendiges Werkzeug aus Aluminium.
- + Handgriff für ergonomische Reinigung.
- + Das Reinigungswerkzeug kann bei 121 °C autoklavierbar sterilisiert werden.
- + Geeignet für sterile Reinnräume.
- + Schnellwechsel-Clip-System.
- + Es besteht aus zwei Teilen: Teleskopstiel 48 -81 cm und Moprahmen 20 cm.

### Materialeigenschaften

<b>Material</b>	Eloxiertes Aluminium – POM Kunststoff
<b>Farbe</b>	Grau und weiß
<b>Länge</b>	min. 55,2 cm – max. 88,5 cm
<b>Breite</b>	19,0 cm
<b>Durchmesser</b>	4,5 cm
<b>Gewicht</b>	540 g
<b>Verpackung</b>	1 Set / Beutel



### Produktinformation

<b>Artikelnummer</b>	204882
<b>Sterilisation</b>	Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten oder 134 °C für 5 Minuten.
<b>Reinraumklassifizierung</b>	ISO 4-8 GMP A/B, C, D
<b>Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien</b>	Geeignet für die Verwendung mit gängigen Bioziden, Reinigungsmitteln und Alkohol. Nicht geeignet zur Verwendung mit Natriumhydroxid und Salzsäure.