

PRODUKTINFORMATION

Reinigungstool Isolatoren & Sicherheitswerkbänke

Anwendungsbereich und Eigenschaften

- + Tool für Isolatoren und Sicherheitswerkbänke zur effizienten und unkomplizierten Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Für einfachere Wand, Boden und Deckenreinigung.
- + Ideal für die Verwendung mit BERNER Isysoft Reinigungstüchern (erhältlich in steril, unsteril & latexfrei).
- + Einfache und schnelle Befestigung der Wischtücher mit 4 Clips aus Polyethylen.
- + Inklusive Gummimatte aus Silikon zur effizienten Reinigung auch auf unebenen Flächen.
- + Das Reinigungsgerät kann sterilisiert werden* (Gamma Bestrahlung, Begasung mit Wasserstoffperoxid / Ethylenoxid, etc.*) und ist somit geeignet für die Verwendung in Reinraumklassen A und B.
* nicht autoklavierbar

Materialeigenschaften Reinigungstool I

Gesamtlänge	ca. 460 mm
Abmessung	ca. 170 x 90 mm
Länge Stiel	ca. 430 mm



Bestellinformation

	Artikel-Nr.	
Reinigungstool I	802645	
Reinigungstücher separat erhältlich:	Unsteril	Steril*
Isysoft (4 x 25 Stück) / (50 x 2 Stück)*	121500	121501
Isysoft latexfrei (4 x 25 Stück) / (50 x 2 Stück)*	121507	121508
Cleanroom 100 (150 Stück) / (25 Stück)*	121740	121471
Ersatzclip (1 Stück)	802824	